

# ZENO

Ist revolutionär.  
Ist schnell. Ist klinisch  
geprüft\*) bei der Beseitigung  
von Pickeln.



# ZENO

Weitere Informationen bekommen Sie per  
Telefon oder Sie besuchen unsere Homepage.

## **Medizintechnik Rolf Müller**

Welschstrasse 14  
85084 Reichertshofen  
Tel. 08453 2444  
Fax 08453 1266  
Homepage: [www.myzeno.info](http://www.myzeno.info)  
Email: [info@medizintechnik-mueller.de](mailto:info@medizintechnik-mueller.de)



# ZENO

Beseitigt Pickel

In einer von der FDA (US Food & Drug Administration) beaufsichtigten klinischen

Studie\*) hat man festgestellt, dass 90 % der mit ZENO behandelten Pickel sich

schon nach 24 Stunden zurückgebildet haben oder ganz verschwunden sind !



## Was ist ZENO?

ZENO ist ein medizinisch geprüftes Gerät (Food & Drug Administration/USA - und CE zertifiziert) zur Behandlung von Pickeln bei leichten und vorübergehenden Akneschüben.

## Wie entstehen Aknepickel?

Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen, die eine fetthaltige Substanz absondern. Bei Akne sind die Talgdrüsen hyperaktiv, verstopfen die Haarbälge und schaffen somit ein ideales Umfeld für die Vermehrung von Bakterien. Ein Pickel entsteht, wenn die Haut die Menge der Bakterien nicht mehr ausgleichen kann. Der Talg sammelt sich und verursacht eine lokale Infektion und Entzündung. Es entstehen Pickeln.

## Was macht ZENO?

ZENO setzt den Aknepickel 2,5 Minuten lang einer milden und konstanten Wärme von genau 48 °C aus, wodurch die Bakterien abgetötet werden.

## Wieviele Behandlungen werden benötigt?

Diese Behandlung kann innerhalb von 12 bis 24 Stunden zwei bis drei Mal wiederholt werden. Häufig genügt jedoch eine einzige Anwendung.

## Wer sollte ZENO einsetzen?

ZENO ist für Personen, die leichte bzw. vorübergehende Akneschübe haben. Im Zweifel fragen Sie Ihren Arzt.

## Wann sollte man mit ZENO beginnen?

ZENO sollte man beim ersten Anzeichen eines Pickels verwenden. Je früher man mit der Behandlung beginnt umso besser, auch was die Narbenbildung betrifft.

## Wie ist ZENO im Vergleich mit anderen Behandlungsmethoden?

ZENO kann Pickel in wenigen Stunden entfernen. Die meisten anderen Anwendungen können Tage bis Wochen dauern bis sie helfen.

Bis auf wenige vorübergehende Hautrötungen gibt es keine Nebenwirkungen, wie sie bei anderen Methoden auftreten können.

## Ist ZENO sicher und schmerzfrei?

Patienten, inklusive jener in den klinischen Studien\*) berichteten über kleine Reaktionen auf die niedrig gehaltene Temperatur des ZENO. Andere unangenehme Effekte sind nicht bekannt.

## Ist ZENO alles was man gegen Akne unternehmen kann?

ZENO kann gute Hauthygiene sowie ärztliche Behandlung nicht ersetzen. ZENO ist gebaut für die Behandlung von Pickeln bei leichter bis mittelschwerer Akne. Ihr Arzt verordnet Ihnen eine Behandlung je nach Schwere Ihrer Akne. Folgen Sie dem Rat Ihres Arztes und verwenden Sie ZENO für gelegentlich auftretende Pickel.

## Wo kann man mehr über ZENO erfahren?

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker ob ZENO das Richtige für Sie ist, bzw. besuchen Sie unsere Homepage [www.myzeno.info](http://www.myzeno.info).

\*) Diese Studie wurde in den USA von 2 Kliniken (Suzanne Bruce and Associates, Synergos Inc.) durchgeführt.

Thema: Prüfung der Effektivität und Sicherheit mit niedriger Hitze bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Akne.

Diese Doppelblind-Studie zeigt, daß mit Zeno die Pickel bei 90% nach 24 Stunden, und bei 96% nach 48 Stunden stark verbessert, bzw. verschwunden sind.

Bei wenigen Patienten zeigten sich nach der Behandlung leichte Rötungen, die aber schnell verschwanden. Zeno eignet sich daher vorzüglich bei der Behandlung von leichter bis mittelschwerer Akne.